

# Implantate

Die Bestellnummer der Implantate setzt sich aus Durchmesser und Länge zusammen

**Ø 3.5**



**Ø 4.0**



**Ø 4.5**



Länge            8 mm    10 mm    12 mm    14 mm    16 mm

## Röntgenschablonen

Masstab 1:1 Bestellnummer MS-01

Masstab 1,12:1 Bestellnummer MS-12

Masstab 1,26:1 Bestellnummer MS-26

Das Implantat ist doppelt steril verpackt. Es wird incl. Deckschraube Transferachse = Abdruckpfosten mit und Befestigungsschraube geliefert.

Der Star-Driver SD-10 kann auch mit der Chirurgieratsche SD-40 auf die im Primärblistert sitzende Transferachse gesteckt werden.

Durch eine 90° Drehung in Uhrzeigersinn ist die Kombination leicht und sicher zu entnehmen.

