



PT-11 Prothetiktray

Massive Aluminiumbox mit Schiebedeckel
zum Aufbewahren und Sterilisieren von Werkzeugen und Prothetikteilen.

Ohne Inhalt

Werkzeuge

SD-60 Universalzange

Die Universalzange mit titanbeschichteter Greiffläche zum Fassen von Implantaten und Aufbauten. Sie wird auch als Halteinstrument für Prothetikschlüssel verwendet werden.



SD-60

SD-16 Prothetikschlüssel kurz für alle Befestigungsschrauben



SD-16

SD-25 Prothetikschlüssel lang für alle Befestigungsschrauben



SD-25

SD-21 Schlüssel für Kugelaufbauten



SD-21

SD-50 Drehmomentratsche

Einstellbar von 10 – 30 Ncm. Wird direkt über den Schlüssel gesteckt



SD-50

SD-65 Schlüsselhaltegriff

Das praktische und handliche Halteinstrument für alle Prothetikschlüssel



SD-65

SD-80 Technikerhandgriff incl. SD-22

Griffiges Werkzeug für das Labor. Auf der einen Seite können Winkelstückinstrumente oder Vierkantgewindeschneider gehalten werden. Das andere Ende entspricht SD-21 zum Einschrauben von Kugelaufbauten



SD-80

SD-22 Schlüssel mit Winkelstückaufnahme für alle Befestigungsschrauben



SD-22